


SUBSTRATO HÍPER CONCENTRADO ANTI-CAL A BASE DE BIOSURFACTANTES ESPECIAL SANITARIOS



**INNOVACIÓN
EXCLUSIVIDAD IPC**



Foto de contractual



Fabricado
en Francia



INNOV' +
SANITAIRES

SANITARIOS

ACCIÓN

- Limpiar los sanitarios

INNOVACIÓN:

- Concepto innovador de limpiador de previene la formación de cal (orgánica y mineral) y da brillo a las superficies como el esmalte, la loza, los grifos...

● CONCEPTO + ECONÓMICO:

- Fórmula a base de biosurfactantes hasta 500 veces más eficaz que los tensoactivos de origen petroquímico clásicos.

- 500 ml de substrato = 50 L de producto PAE.

- **MANIPULACIÓN + PRÁCTICA:** su formato en bolsa, con asa y grifo facilitan las manipulaciones.

PROTECCIÓN:

- **USUARIO + PROTEGIDO:** sin clasificación toxicológica ni frases de riesgo después de la dilución.

- **MEDIO AMBIENTE + PROTEGIDO:** reducción de la huella de carbono.

- **EMBALAJE + RECICLABLE:** cantidad de residuos reducida.

- **PAQUETE + LIGERO:** prevención de trastornos musculoesqueléticos en las manipulaciones.

- **ALMACENAMIENTO + REDUCIDO:** ocupa muy poco espacio, bolsa flexible fácil de almacenar.

CONSEJO:

- Utilizable con el concepto EASY DOZ.

MODO DE EMPLEO:

- Completar la bolsa con agua para obtener 5 L de concentrado.

- Para desincrustación de choque utilizar el concentrado puro.

- Diluir a un 10 % con el EASY DOZ o la bomba dosificadora, o directamente en un pulverizador.

- Pulverizar el producto por las superficies por tratar.

- Dejar actuar unos minutos.

- Aclarar con agua.


CARACTERÍSTICAS:

- Líquido límpido azul.

- Perfume fresco, «El Original».


- Densidad: $1,09 \pm 0,10 \text{ g/cm}^3$.

ENVASES:



Bolsa de
250 ml

pH :



JUNTO CON ESTE PRODUCTO, IPC LE PROPONE:

- EASY DOZ ● EASY DOZ P

NUEVO PRODUCTO

04/18